

Inhalt

Titel	Seite
Der neue Solar-Zapper	2
Was zeichnet den weiterentwickelten Solar-Zapper aus?	3
Die Entstehung des Solar-Zappers	4
Beschreibung des Solar-Zappers	6
Anwendung des Solar-Zappers	7
Literaturhinweis	9

Achtung!

Der Solarzapper soll auf keinen Fall die Diagnose und Therapiekontrolle durch einen Arzt oder Heilpraktiker ersetzen! Auch wenn die Ergebnisse mit dem Zapper und seiner elektrischen Frequenz beeindruckend sind - selbst bei sehr schweren, chronischen Erkrankungen - so ist dies nicht als Ersatz für eine kontrollierte medizinische Therapie gedacht.

[nach oben](#)

Der neue Solar-Zapper

Eine phänomenale Entdeckung des Jahrhunderts

von Dr. Hulda Regehr Clark

Das Bild zeigt den Solar-Zapper in Originalgröße



[nach oben](#)

Was zeichnet den weiterentwickelten Solar-Zapper aus?

- Der **SOLAR-ZAPPER** ist: bedienungsfreundlich, da Timing und Abschalten automatisch geschehen. Signalton ist abschaltbar, somit im Schlaf verwendbar. Nach _Beendigung des Timings schaltet der Zapper automatisch die Stromversorgung aus.
- übersichtlich, durch die optische Anzeige des Timings.
- variabel, denn Elektrodenstrom ist einstellbar und Elektroden gibt es in Kupfer-, Silber- und Gold-Ausführung, sowie_Handgelenkmanschetten.
- immer einsatzbereit, da keine leeren oder ausgelaufenen Batterien entstehen können.
- wartungsfrei, denn weder Batterien noch andere Teile werden verbraucht.
- kostengünstig, weil keine Folgekosten für Batterien und Verschleissteile entstehen.
- umweltfreundlich, da der Kreislauf der Wertstoffe nicht belastet wird.
- stromnetzunabhängig, weil keine Abhängigkeit von Steckdosen besteht.
- ortsunabhängig, weil überall anwendbar, ob im Auto, im Zug, im Flugzeug, in einer Alphütte, im Freien usw.
- verbraucherfreundlich, weil er in jede Handtasche passt. Siehe Masse und Gewicht.
- störungsfrei von möglichen störenden Einkoppelungen aus dem Netz.

[nach oben](#)

Wer ist Frau Dr. Clark?

Frau Dr. Hulda Regehr Clark ist eine amerikanische Biophysikerin und Zellphysiologin, die ihre Studien 1958 mit hohen Auszeichnungen abgeschlossen hat.

Im Jahre 1979 verliess sie die staatlich finanzierte Forschung und eröffnete eine eigene Naturheil-Praxis, weil sie unbeeinflusst sowie völlig frei arbeiten wollte. Später erwarb sie sich die Lizenz für eine eigene Radiostation.

Als Charismatikerin war sie nur noch von einem Wunsch beseelt, der kranken Menschheit zu helfen und ihr die Wahrheit zu vermitteln, ungeachtet der damit verbundenen Widerstände. Nach ihren eigenen Angaben hat sie schon über 1000 Krebspatienten und Hunderten von HIV / Aids-Kranken durch Heilung ein neues Leben geschenkt.

[nach oben](#)

Beschreibung des Solarzappers

Wie wird der SOLAR-ZAPPER eingesetzt?

Bei dem SOLAR-ZAPPER handelt es sich um eine in mancher Hinsicht verbesserte Konstruktion. Die Frequenzen werden über zwei Handelektroden, die man mit den Fingern und Handballen umschliesst, - wobei die obere Öffnung freibleiben sollte -, dem Körper zugeführt. Zur Verbesserung der Leitfähigkeit dienen zwei feuchte Seiden- oder Baumwollläppchen, die nur je einmal um die Handelektroden gewickelt werden. Am besten eignen sich Däumlinge, die man problemlos darüberstülpen kann.

Das Zappen sollte über einen längeren Zeitraum täglich erfolgen, um die Erreger zu dezimieren, bis das eigene Immunsystem wieder die Regie übernimmt. Dann setzt der Selbstheilungsprozess ein. Bei akuten Störungen, wie Erkältungen, Fieber, Entzündungen jeglicher Art, reicht das Verfahren während eines Zeitraums von 2-3 Tagen oft schon aus.

Welche Richtlinien sollten zusätzlich beachtet werden?

Der SOLAR-ZAPPER gehört in jeden Haushalt, weil er in allen Situationen und bei jedermann, ob jung oder alt, erfolgreich eingesetzt werden kann. Vorsorglicherweise empfiehlt Frau Dr. Clark Trägern von Herzschrittmachern und Schwangeren, sich vom ZAPPEN zu distanzieren, obwohl keine nachteiligen Auswirkungen bekannt sind.

Bei chronischen Krankheiten und in hartnäckigen, jahrealten Fällen ist die Anwendung des Gerätes bis zu 5 Wochen täglich notwendig, wobei keine Unterbrechung eingeschaltet werden sollte. Eine Missachtung dieses Hinweises kann eine massive Erkältung mit Halsschmerzen bringen.

Um die vermehrte Ausscheidung von Parasiten und Giftstoffen zu beschleunigen, sollten täglich mindestens 2-3 Liter reines Wasser getrunken werden.

Durch toxische Abbauprodukte wird der Körper belastet, was vorübergehend (während 2-3 Tagen) Kopfweh oder Müdigkeit hervorruft.

Am besten beginnt man mit der Kräuterkur und nimmt nach sieben Tagen den SOLAR-ZAPPER hinzu. Bei ernsthaften Magenproblemen (Gastritis) ist anfänglich die Dosishöhe zu reduzieren oder auf die Kräutereinnahme zu verzichten.

Vorbeugend ist es empfehlenswert, an bis zu drei Tagen pro Woche den Einsatz des Gerätes in Betracht zu ziehen. Das Immunsystem wird dadurch gestärkt. Auch ist es ratsam, die Parasitenkur einmal wöchentlich fortzusetzen.

Beschreibung des neuen, weiterentwickelten SOLAR-ZAPPERS.

Solarzellen	wandeln die Photonen des Lichtes in Strom.
Formschönes Gehäuse	Alle Kanten des lichtgrauen Gehäuses sind abgerundet.
9V-Akku	Im Gerät fest eingebaut; der zurzeit umweltfreundlichste und modernste Hydrid-Akku stellt den Betrieb für über 100 Anwendungen, zu je dreimal 7 Minuten, sicher, ohne nachladen zu müssen!
Akkuladegerät	Der Akku wird durch die Sonnenstrahlen stets regeneriert.
Überladeschutz	Selbst nach vielen Sonnentagen ist der Akku nie überladen

[nach oben](#)

Anwendung des Solarzappers

Achtung!

Der Solarzapper soll auf keinen Fall die Diagnose und Therapiekontrolle durch einen Arzt oder Heilpraktiker ersetzen! Auch wenn die Ergebnisse mit dem Zapper und seiner elektrischen Frequenz beeindruckend sind - selbst bei sehr schweren, chronischen Erkrankungen - so ist dies nicht als Ersatz für eine kontrollierte medizinische Therapie gedacht.

Für weitere Anwendungsmöglichkeiten siehe "Heilung ist möglich" von Fr. Dr. Hulda R. Clark

[nach oben](#)

Literaturhinweis

Auf der Rückseite des Buches steht folgendes zu lesen:

"Die amerikanische Biophysikerin und Physiologin Dr. Hulda Regehr Clark stellt hier eine revolutionäre Hypothese zur Entstehung von Erkrankungen und deren praktischer Behandlung vor. Nach vielen Jahren eigenständiger Forschung fand Dr. Clark heraus, daß die Ursache zahlreicher leichter und schwerster Erkrankungen Parasiten sind. Diese Parasiten existieren heute in vielen Menschen in den unterschiedlichsten Stadien, werden aber von der Schulmedizin aus verschiedenen Gründen nicht erkannt. Den Hauptgrund für den allgemeinen Parasitenbefall bildet Isopropylalkohol, der sich in unserem Körper vermehrt in Verbindung mit Umweltbelastungen ansammelt.

Um wieder gesund zu werden, benötigen Sie keine teuren allopathischen Medikamente mit ihren hinlänglich bekannten Nebenwirkungen, lesen Sie hier, welche einfachen und dabei höchst wirksamen Maßnahmen Dr. Clark gefunden hat, um ihre Gesundheit von Grund auf

und dauerhaft wiederherzustellen. Alle in diesem Buch vorgestellten Therapien sind preiswert und können von Ihnen selbst ohne größeren Aufwand durchgeführt werden."



Das Buch hat 655 Seiten und ist hervorragend als Nachschlagewerk gestaltet. Es ist unter der angegebenen Bezugsquelle (zzgl. Versandkosten) oder im Buchhandel für 14,90 EUR erhältlich.